





Descripción:	Copolímero acrílico / isoprénico.
Aspecto:	Líquido castaño claro
Sólidos totales:	29 – 32%
pH (sol. 10%):	4,0 – 7,0
Carácter iónico:	Aniónico.
Solidez a la luz:	Excelente
Solubilidad:	Soluble em agua.
Aplicación:	Recurtido de cueros curtidos al cromo.
Propiedades:	<p>El UNIESP® FULL es un copolímero acrílico / isoprenico blando, elaborado con monómeros especiales. Tiene óptima solubilidad en agua en cualquiera temperatura, eso resulta en una excelente difusión en el cuero.</p> <p>El UNIESP® FULL confiere a los artículos de cuero al cromo, buena firmeza de flor y pronunciada llenura. Para cueros vegetalizados, aumenta la resistencia a la ruptura de flor. El UNIESP® FULL deja los poros finos y muy ecualizados.</p>
Usos sugeridos:	<p>Recomendamos aplicar el UNIESP® FULL diluido en dos partes de agua tibia (40°C) por el eje del tambor. La cantidad varía de acuerdo con el artículo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Calzado capellada: 4 – 10% sobre peso rebajado; Marroquinería: 2 – 6% sobre peso rebajado; Tapicería mueble: 2 – 4% sobre peso rebajado.
Almacenaje:	<p>Cuando el producto es mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio, controlado y sin temperaturas extremas, se puede almacenar por 12 meses.</p>
	
Embalaje:	Bombonas con 30 Kg, Tambores de 190 Kg o IBC con 1.000 Kg.