

### Tanino sintético de base melamina sulfonada

---




<b>Descripción:</b>	Condensado de melamina junto a derivados sulfónicos
<b>Aspecto:</b>	Polvo gris.
<b>Sólidos totales:</b>	Mín. 92%
<b>pH (sol. 10%):</b>	7,0 – 8,5
<b>Carácter iónico:</b>	Aniónico.
<b>Aplicación:</b>	Recurtido.
<b>Propiedades:</b>	

El **UNISYNT® ML** es una melamina con óptimo poder recurtiente, que puede ser combinado con otros recurtientes en el recurtido. Cueros hechos con **UNISYNT® ML** presentan buena llenura y óptima firmeza de flor. Posee alta afinidad con los químicos recurtientes, **UNISYNT® ML** puede ser aplicado en cualquier etapa del recurtido.

El efecto pulido al escobado con **UNISYNT® ML** es muy agradable y suave, produciendo poros lisos y buena llenura de los flancos. Aporta al cuero un buen corte de lija y óptima retención de gravado de estampas.


#### Sugerencias de uso:

Recomendamos el **UNISYNT® ML** puro o combinado con taninos vegetales, resinas acrílicas o taninos sintéticos de nuestra línea **UNISYNT®**, en cantidades adecuadas a cada artículo:

-  Neutralizado: 2,0 – 4,0% sobre peso rebajado;
-  Recurtido: 4,0 – 10,0% sobre peso rebajado;
-  Engrase: 2,0 – 4,0% sobre peso rebajado.

#### Almacenaje:

El producto debe ser mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas, se puede almacenar por 12 meses.



#### Embalaje:

Bolsas con 25 Kg sobre pallets con 1.000 Kg.